



カタログNO. **L354a**

医療用具製造許可番号 09BZ5009

家庭用エアマッサージ器

**NEW**

# メドマ<sup>®</sup>-2000

Automatic Air Massager

理想的なマッサージ効果

空気の力で、脚全体をやさしくもみほぐし、  
今日から身体、軽やか、爽快！



## 家庭用エアマッサー器

メドマー<sup>®</sup>2000

「血液とリンパ液の効果的な流れの促進」をテーマに生まれたメドマー「MB-2000A」。

人にやさしい操作性、優れた耐久性、高性能、しかもコンパクト。

リビングやベッドルームなど、リラックスできる場所に持ち運び


お気軽にご利用ください。



メドマーで  
腕もスッキリ!

アームバンド装着例

## 脚は第二の心臓。歩く度に血液を心臓へ送るポンプです。




ふくらはぎの筋肉は足先から心臓へと血液を送る役割もしています。

歩く運動は「ふくらはぎ」の筋肉運動で、下半身にたまった静脈血液を心臓に押し上げる作用を促進し、脚の血行を高めます。そして、からだ全体の血行を活性化します。

### 血流促進が大切な理由

血液は心臓というポンプによってからだの中を循環しています。心臓を中心として送りだされる「血液を運ぶ血管」を**動脈**、反対に心臓にもどる「血液が通る血管」を**静脈**といいます。血液の場合、渋滞が起こり易いのは静脈で、特に太ももから下の脚部は、心臓から遠く、下の方にあるため、一番渋滞が起こりやすい部分なのです。

「メドマー」は、血液の慢性的渋滞部分ともいって下下肢静脈血の心臓への還流促進にすぐれた効果を発揮します。



普通の状態

メドマー使用時

効能・効果

血行促進

疲労回復

筋肉の疲れをとる

筋肉のコリをほぐす

神経痛、筋肉痛の痛みの緩解



## Automatic Air Massager

### ソフトな空気力で血行促進マッサージ

#### ▶ 特長


- ブーツの装着や操作が簡単なので、ひとりで気軽に、簡単に使用できます。
- 空気式のため足先から太ももまでまんべんなく、心地よいマッサージができます。
- 圧力調節ツマミで簡単に加圧力の調節ができます。
- ソフトな空気圧によるマッサージですので、局所的な痛みや電氣的な刺激がなく快適です。
- 加圧力の最高は、人体の静脈圧（一般に80～90mmHg）と同等なので、血流を阻害せず安全です。
- 使用時間を任意に設定できるタイマー付き。

#### ▶ 加圧のしくみ（①～⑤の動作を繰り返します。）




#### ▶ 効果測定（使用前・使用後）

サーモグラフィによる温度分布の変化



三次元CTによる断層写真



循環系の改善を行うことによって、脚にたまった血液・リンパ液および余分な水分を効果的に中枢に戻します。使用後はふくらはぎ、太ももの断面変化や体温の上昇が見られ、マッサージ効果が確認されます。

### こんな経験はありませんか。



「メドマー」は、血行を良くし、疲労回復。コリをほぐします。



## 家庭用エアマッサー器


型式 **MB-2000A** (両脚用セット)

### ■仕様

|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| 電 源           | AC100V 50/60Hz                  |
| 消費電力          | 14W/15W                         |
| マッサージ<br>サイクル | 50Hz 27秒<br>60Hz 22秒            |
| タイマー設定時間      | 0 ~ 15分 (MAX18分)                |
| 空気圧力調節範囲      | 4 ~ 13.3kPa (30 ~ 100 mmHg)     |
| 定格時間          | 30分                             |
| 質 量           | 本体 1.8kg、ブーツ 2本 0.8kg、ホース 0.2kg |

### ■寸法

|       |  |
|-------|--|
| 本 体   | 高さ 124mm、幅 220mm、奥行き 220mm                                 |
| ブ ーツ  | ブーツ丈 780mm、足部長さ 280mm<br>太股部最大周囲 640mm<br>ふくらはぎ部最大周囲 460mm |
| 8連ホース | 長さ 1.5m  |
| 電源コード | 長さ 1.8m  |



**MB-2000A**

本体

8連ホース

ブーツ

**Y-60A**

別売品


(脚用Lサイズベルト)

## 家庭用エアマッサー器

型式 **MU-2000A**<sup>PAT.P</sup> (腕用セット)

### ■寸法

|        |   |
|--------|---|
| アームバンド | バンド丈 730mm、手首部最大周囲 340mm<br>上腕部最大周囲 475mm |
| 4連ホース  | 長さ 1.5m                                   |



**MU-2000A**

本体

4連ホース

アームバンド

腕用Lサイズベルト

### ⚠ 警 告

次の人は、本機の使用を禁止します。

1. 発症後6ヶ月以内の下肢深部静脈血栓症を患っているか、もしくはその恐れのある場合。  
※「下肢深部静脈血栓症」とは、下肢全体または膝より下が腫れ上がって痛みがあり、立ったり歩いたりすると痛みが強くなる自覚症状のあることをいいます。
2. 装着部におでき、やけど、虫さされなどの急性炎症や化膿性疾患がある場合。
3. 医師が使用を不適当と認めた場合。

### ⚠ 注 意

次の人は必ず医師と相談のうえ使用してください。症状や病因によっては使用に適さない場合があります。

1. 心臓に障害のある人
2. 糖尿病の人
3. 骨粗しょう症の人
4. 装着部に疾患から生じるむくみや疼痛のある人
5. 装着部に骨折、脱きゅう、肉ばなれ、ねんざ、外傷のある人
6. 悪性腫瘍のある人
7. 高血圧症と診断されている人
8. 妊娠している人
9. 安静を必要とする人
10. 特に身体に異常を感じている人
11. 熱の高い人
12. 皮膚の弱い人
13. 上記以外の疾患で医師の治療を受けている人
14. 自覚症状の意思表示ができない人
15. 本機の使用によりかえって疼痛の増す人
16. 本機を使用しても症状の改善が見られない人

◆ご使用前に必ず取扱説明書をお読みになり、安全にご使用ください。◆本カタログに記載の仕様および内容は2004年12月現在のものです。予告なしに変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

ご用命は：

販売元 **メドー産業株式会社**  
 本社 〒141-0022 東京都品川区東五反田1-11-15 (電波ビル)  
 TEL 03 (3447) 5521 (代表) FAX 03 (3447) 3570  
 大阪支店 〒537-0001 大阪市東成区深江北 2-10-10  
 TEL 06 (6976) 3271 (代表) FAX 06 (6976) 3841

**日東工器株式会社**



製品に関する様々な情報をご案内しております。  
<http://www.medo.co.jp/>  
 eメールアドレス: medo@tka.att.ne.jp

《お客様ご相談窓口》メドー産業株式会社  
 フリーダイヤル **0120-265521**  
 受付時間: AM9:00~PM5:00 (月~金)



●この印刷物は古紙配合率100%再生紙を使用しています。



●この印刷物は環境に配慮した植物性大豆インキを使用しています。

※本カタログの無断複写を固くお断わりします。